

Instrukcja używania

Materace medyczne termoelastyczne ROYAL MED

Materace medyczne termoelastyczne **ROYAL MED** w wersji Prestige, Supreme, Medico, Air, Standard, System, System 2, Brilliant, Gravity, Empire, Empire 2, Diament mogą być stosowane podczas snu i odpoczynku pacjenta w szpitalach, domach opieki lub podczas opieki domowej. Przeznaczone są dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na regularny ruch czy też częste zmiany pozycji ciała. Mogą być stosowane w profilaktyce, wspomagać leczenie oraz rehabilitację wielu schorzeń, w tym w szczególności: narządu ruchu, układu krążenia (chorób naczyń obwodowych). Materace są wypełnione płytami termoelastycznej pianki poliuretanowej, które dopasowują się do kształtów ciała pod wpływem temperatury ciała pacjenta, nie wywierają nacisku zwrotnego i punktowego na pacjenta, nie uciskają zmian zwyrodnieniowych i nie zaburzają przepływu krwi.

Wskazania do stosowania wyrobu:

- wczesna profilaktyka u pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju odleżyn,
- profilaktyka i zapobieganie wad postawy,
- profilaktyka i zapobieganie dyskopatii bioder, kręgosłupa i barków.
- zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa, związanych z wymuszoną pozycją ciała podczas snu,
- wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeń snu,
- dysfunkcje narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego u dzieci (np. mózgowie porażenie dziecięce, nagminne porażenie dziecięce, porodowe uszkodzenie splotu ramienne).

Podstawą materaca jest trzpień z piany poliuretanowej odpowiadający najwyższej klasy materacom sprężynowym. Wierzchnia warstwa składa się z piany termoelastycznej reagującej na ciepłość ludzkiego ciała, poprzez dopasowanie się do jego kształtu. Pianka termoelastyczna zapewnia wszystkim częściom ciała równomierne podparcie bez nacisku zwrotnego. Materac wyposażony jest w pokrowiec, który na spodzie posiada specjalny materiał antypoślizgowy, uniemożliwiający przesuwanie materaca na śliskich powierzchniach, np. podstawach kontynentalnych i stelażach ruchomych. Boki pokrowca wykonane są ze specjalnego przewiewnego materiału, umożliwiającego oddychanie wkładu materaca. Pokrowiec wykonany w nanotechnologii jest hypoalergiczny. Materiał poza estetycznym wyglądem i wzorem, latem sprawia wrażenie chłodu a zimą ciepła.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Pierwsze użycie

1. Materac rozpakować i ułożyć równomiernie płasko na stelażu łóżka
2. Materac pozostawić na 48 godzin w celu pełnego rozprężenia.
3. Po wykonaniu powyższych czynności materac jest gotowy do użycia.

Konserwacja i czyszczenie

- Pokrowiec po odpięciu prać w pralce, w temperaturze 40°C w samej wodzie, nie stosować detergentów chemicznych.
- Nie chlorować i nie wybielać.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie prasować.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Materac przeznaczony jest do podparcia ciężaru ciała do wagi 170 kg na jedną osobę.

Dodatkowe informacje

Po zużyciu wyrób zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Materace medyczne termoelastyczne ROYAL MED są wyrobem medycznym klasy I.

Skład

Pokrowiec - materiał spełniający normę OEKO-TEX

Wypełnienie - poliuretan

Rozmiary

Dostępne z interwałem co 50 mm.

Szerokość: od 700 do 2000 mm

Długość: od 1800 do 2400 mm



Wytwórca:
FOAMROYAL Grzegorz Matczak
ul. Wąska 11
62-600 Koło, POLSKA



Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 21.06.2021 r.

Wersja 2